

Anticorps Polyclonal Anti-PRG2 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13727

Numéro d'article: CM0028998



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PRG2 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte le PRG2 humain, murin et de rat. Idéal pour étudier les mécanismes de défense immunitaire, les réactions d'hypersensibilité et les réponses antiparasitaires.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	Remarques/Alias	Espèce	GeneID (Humain)	GeneID	Immunogène	Source	Catégorie	Application	Réactivité croisée	SWISS	Poids protéique	Expédition
PRG2 Rabbit pAb	MBP ; BMPG ; MBP1 ; proMBP ; PRG2	Humain	5553	5553	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du PRG2 humain (NP_002719.3)	Lapin	Anticorps polyclonaux	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA	Humain, Souris, Rat	P13727	25 kDa	Sac de glace