

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prg2 Pour Wb, If-P, Elisa - P13727

Numéro d'article: CM0021129



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le PRG2 humain (proMBP), validé pour la WB, l'IF-P et l'ELISA. Cible une cytotoxine et une helminthotoxine impliquées dans la défense antiparasitaire et l'hypersensibilité immunitaire. Convient aux recherches en immunologie et sur les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRG2 pAb de lapin
Remarques/Synonymes	PRG2; BMPG; MBP; MBP1; proMBP; protéoglycane de la moelle osseuse
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	5553
GenelD	5553
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-222 du PRG2 humain (NP_002719.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P13727
Poids moléculaire	23 kDa/25 kDa
Expédition	Sac de glace