

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prg4 Pour Wb Et Elisa - Q92954

Numéro d'article: CM0013563

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PRG4 humain (lubricine/MSF). Convient pour le Western blot et l'ELISA, réaction croisée avec le rat. PM prédit 151 kDa ; utile pour l'étude de la lubrification articulaire et de la biologie synoviale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PRG4 Lapin pAb
Remarques/Alias	MSF; SZP; CACP; HAPO; JCAP; PRG4
Espèce	Humain
ID de Gène	10216 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1264-1363 du PRG4 humain (NP_001121180.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q92954
Poids Protéique	151kDa
Expédition	Sac de glace