


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prim2 Pour Wb, Elisa - P49643

Numéro d'article: CM0015133



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité large PRIM2 humaine (primase de l'ADN). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur la réplication de l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin anti-PRIM2
Remarques/Alias	p58 ; PRIM2A ; PRIM2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5558
ID du gène	5558
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 de PRIM2 humain (NP_000938.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P49643
Poids protéique	59 kDa
Expédition	Sac de glace