


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Protéine Prion (Cd230/Prpc) Pour Wb, Elisa - P04156

Numéro d'article: CM0028380



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine prion humaine (PrP, CD230), validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur les maladies à prions et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Protéine Prion Lapin pAb
Remarques/Alias	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Protéine Prion
Espèce	Humain
GeneID	5621
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-230 de la protéine prion humaine (NP_001073592.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P04156
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace