


Anticorps Monoclonal Anti-Protéine Prion Pour Wb, Elisa - P04156

Numéro d'article: CM0008615



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine prion humaine (P04156). Validé pour Western blot (WB) et ELISA, réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient à la recherche sur les maladies à prions et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-protéine prion
Remarques / Alias	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Prion Protein
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5621
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 154 et 253 de la protéine prion humaine (P04156).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P04156
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac isotherme