


Anticorps Polyclonal Anti-Protéine Prion Pour Wb, Elisa - P04156

Numéro d'article: CM0024107



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine Prion humaine (PRNP). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour la recherche sur les maladies à prions, le développement neuronal et l'homéostasie du fer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Protéine Prion Lapin pAb
Remarques/Alias	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Protéine Prion
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5621
GeneID	5621
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-230 de la protéine Prion humaine (NP_001073592.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P04156
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace