


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La Protéine Prion Pour Wb, Elisa - P04156

Numéro d'article: CM0023536



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO contre la protéine prion humaine (PRNP, P04156). Adapté pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Pour les études sur la neurodégénérescence et la biologie des prions.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Protéine prion pAb de lapin
Remarques / Alias	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; in
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5621
GeneID	5621
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-230 de la protéine prion humaine (NP_001073592.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04156
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace