


Anticorps Monoclonal Anti-Prk2/Pkn2 Pour Wb Et Elisa - Q16513

Numéro d'article: CM0002768



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre PRK2/PKN2 humain (PKN gamma), adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, la dynamique du cytosquelette et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du Produit	PRK2/PKN2 Lapin mAb
Remarques/Alias	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5586
GeneID	5586
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16513
Poids Protéique	112kDa
Expédition	Sac de glace