


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prk2/Pkn2 Pour Wb Et Elisa - Q16513

Numéro d'article: CM0022209



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PRK2/PKN2 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à l'étude de la signalisation Rho/Rac, de la progression du cycle cellulaire et de la dynamique du cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PRK2/PKN2 Rabbit pAb                                      |
| Remarques/Alias      | PAK2 ; PRK2 ; STK7 ; Pak-2 ; PRKCL2 ; PRO2042 ; PRK2/PKN2 |
| Espèce               | Humain                                                    |
| GeneID (humain)      | 5586                                                      |
| GeneID               | 5586                                                      |
| Immunogène           | Peptide synthétique                                       |
| Source               | Lapin                                                     |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                     |
| Application          | WB, ELISA                                                 |
| Réactivité croisée   | Souris, rat                                               |
| SWISS                | Q16513                                                    |
| Poids de la protéine | 112 kDa                                                   |
| Expédition           | Sac de glace                                              |