

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prkab2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43741

Numéro d'article: CM0025051



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine PRKAB2 humaine (sous-unité bêta-2 de l'AMPK). Validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et l'énergie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRKAB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PRKAB2
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	5565
GeneID	5565
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-272 de la protéine PRKAB2 humaine (NP_005390.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43741
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace