

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prkacg Pour Wb & Elisa - P22612

Numéro d'article: CM0024888

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la PRKACG humaine pour le Western Blot et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des kinases dépendantes de l'AMPc et sur les testicules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRKACG Rabbit pAb
Remarques/Alias	KAPG; PKACg; BDPLT19; PRKACG
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5568
ID de gène	5568
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-351 de la PRKACG humaine (NP_002723.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22612
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace