


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prkag1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54619

Numéro d'article: CM0028303



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PRKAG1 humain (sous-unité gamma-1 de l'AMPK). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité humaine, murine et de rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme énergétique et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | pAb de lapin anti-PRKAG1                                                                                                    |
| Remarques/Alias              | AMPKG; PRKAG1                                                                                                               |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                      |
| Identifiant du gène (Humain) | 5571                                                                                                                        |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-331 du PRKAG1 humain (NP_002724.1) |
| Source                       | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application                  | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS                        | P54619                                                                                                                      |
| Poids moléculaire protéique  | 38 kDa                                                                                                                      |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                |