

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prkag3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ugi9

Numéro d'article: CM0017987

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PRKAG3 humain (sous-unité gamma-3 de l'AMPK) pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude du métabolisme énergétique cellulaire et de la régulation énergétique musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRKAG3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AMPKG3; SMGMQTL; PRKAG3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	53632
GeneID	53632
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 70 de PRKAG3 humain (NP_059127.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UGI9
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac de glace