

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Prkar2B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31323

Numéro d'article: CM0002559

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre PRKAR2B, la sous-unité régulatrice de la protéine kinase dépendante de l'AMPc de type II-bêta. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée humaine, murine et de rat. Idéal pour les études de signalisation de l'AMPc.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRKAR2B Rabbit mAb
Remarques/Alias	PRKAR2; RII-BETA; PRKAR2B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5577
GeneID	5577
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 319-418 de la protéine humaine PRKAR2B (P31323).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P31323
Poids protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace