

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prkcdbp (Cavin-3) Pour Wb, Elisa - Q969G5

Numéro d'article: CM0020684

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant PRKCDBP humain (Cavin-3/SRBC), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit croisée avec le rat. Convient pour la recherche sur la dynamique des cavéoles et le rythme circadien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRKCDBP Lapin pAb
Remarques/Alias	SRBC; HSRBC; PRKCDBP; cavin-3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	112464
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 75-160 de PRKCDBP humain (NP_659477.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q969G5
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace