


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prkcq (Npkc-Thêta) Pour Wb, Elisa - Q04759

Numéro d'article: CM0030323



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine PRKCQ humaine (nPKC-thêta) pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation du récepteur des cellules T et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRKCQ Rabbit pAb
Remarques/Alias	PRKCT; nPKC-thêta; PRKCQ
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5588
GeneID	5588
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de la PRKCQ humaine (NP_006248.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04759
Poids moléculaire protéique	82kDa
Expédition	Sac de glace