


Anticorps Monoclonal Anti-Prkcsh Pour Wb, Elisa - P14314

Numéro d'article: CM0003818



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PRKCSH validé pour WB et ELISA, réagissant spécifiquement avec la PRKCSH humaine (59 kDa), une sous-unité régulatrice de la glucosidase II dans le réticulum endoplasmique. Idéal pour la recherche sur le contrôle qualité des glycoprotéines et les fonctions du RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRKCSH Rabbit mAb
Remarques/Alias	GIIB; PCLD; PLD1; G19P1; PCLD1; PKCSH; AGE-R2; VASAP-60; PRKCSH
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	5589
GeneID	5589
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 429 et 528 de la PRKCSH humaine (P14314).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humaine
SWISS	P14314
Poids protéique	59 kDa
Expédition	Sac de glace