


Anticorps Polyclonal Anti-Prkcsh Pour Wb Et Elisa - P14314

Numéro d'article: CM0029663



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin réagit avec la PRKCSH (sous-unité bêta de la glucosidase 2) humaine, murine et rat, et est validé pour les applications de Western blot et ELISA. Convient pour la recherche sur le traitement des glycoprotéines et la maladie polykystique des reins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRKCSH Lapin pAb
Remarques/Alias	GIIB ; PCLD ; PLD1 ; G19P1 ; PCLD1 ; PKCSH ; AGE-R2 ; VASAP-60 ; PRKCSH
Espèce	Humain
GeneID	5589
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-275 de la PRKCSH humaine (P14314)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14314
Poids protéique	59 kDa
Expédition	Sac de glace