


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prkd3 Pour Wb Et Elisa - 094806

Numéro d'article: CM0028057



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PRKD3 humaine (sérine/thréonine-protéine kinase D3, EPK2, PRKCN) pour les applications WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation par diacylglycérol et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRKD3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EPK2 ; PKD3 ; PRKCN ; PKC-NU ; nPKC-NU ; PRKD3
Espèce	Humain
GeneID	23683
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la PRKD3 humaine (NP_005804.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	094806
Poids de la protéine	100kDa
Expédition	Sac de glace