


Anticorps Polyclonal Anti-Prkg1 Pour Wb Et Elisa - Q13976

Numéro d'article: CM0028855



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PRKG1 humaine (protéine kinase 1 dépendante du cGMP), adapté au Western blot et à l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Indispensable pour la recherche sur la signalisation NO/cGMP dans les études sur les muscles lisses, les plaquettes et le SNC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRKG1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PKG; cGK; AAT8; PKG1; cGK1; cGKI; cGK 1; PRKG1B; PRKGR1B; cGKI-BETA; cGKI-alpha; PRKG1
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	5592
ID du gène	5592
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la PRKG1 humaine (NP_006249.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13976
Poids de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace