

Anticorps Polyclonal Anti-Prkg2 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13237

Numéro d'article: CM0020802



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PRKG2 humain (cGKII), validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Adapté aux études sur la sécrétion intestinale, la croissance osseuse et la plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRKG2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AMD4; PKG2; SMDP; cGK2; cGKII; PRKGR2; PRKG2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5593
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de PRKG2 humain (NP_006250.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q13237
Poids moléculaire	87 kDa
Expédition	Sac de glace