

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prkra/Pact Pour Wb, Elisa - 075569

Numéro d'article: CM0028770



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PRKRA/PACT humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte une bande d'environ 34 kDa et présente une réactivité croisée avec la souris. Convient pour l'étude de l'activation de la PKR, de l'interférence par ARN et des voies d'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRKRA/PACT Anticorps pAb de lapin
Remarques/Alias	RAX ; PACT ; DYT16 ; HSD14 ; PRKRA/PACT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8575
GeneID	8575
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-313 du PRKRA/PACT humain (NP_003681.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	075569
Poids moléculaire protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace