


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prkrip1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H875

Numéro d'article: CM0021636



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin PRKRIP1 détecte le PRKRIP1 humain, murin et de rat, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. PRKRIP1 est un composant crucial du spliceosome requis pour l'épissage des pré-ARNm, ce qui rend cet anticorps idéal pour la recherche sur le traitement de l'ARN et le spliceosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin PRKRIP1
Remarques/Alias	C114 ; KRBOX3 ; PRKRIP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79706
GeneID	79706
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-134 du PRKRIP1 humain (NP_078929.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H875
Poids protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace