

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prl Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01236

Numéro d'article: CM0021436



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la prolactine humaine (PRL, ~26 kDa). Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la lactation et la glande mammaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRL Rabbit pAb
Remarques/Alias	GHA1 ; PRL
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5617
Identifiant du gène	5617
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-227 de la PRL humaine (NP_001157030.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01236
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace