

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Prl/Prolactine Pour Ihc-P, Elisa - P01236

Numéro d'article: CM0009900



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant la prolactine humaine pour les applications IHC-P et ELISA. Convient pour la recherche sur la lactation et les hormones dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PRL/Prolactine mAb Lapin
Remarques/Alias	GHA1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5617
GenelD	5617
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P01236
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace