

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Prmt1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99873

Numéro d'article: CM0005347



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-PRMT1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le PRMT1 humain, de souris et de rat (42kDa). Utile pour l'étude de la méthylation de l'arginine, de la régulation épigénétique et de la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PRMT1 Lapin mAb
Remarques/Alias	ANM1; HCP1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3276
ID de Gène	3276
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PRMT1 humain (Q99873).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99873
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace