


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prmt2 Pour Wb, Elisa - P55345

Numéro d'article: CM0023644



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la PRMT2 humaine, adapté aux applications de Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche en épigénétique et en transduction du signal impliquant la méthylation médiée par PRMT2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PRMT2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HRMT1L1; PRMT2
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	3275
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290-433 de la PRMT2 humaine (NP_001526.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P55345
Poids Moléculaire de la Protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace