


Anticorps Monoclonal Anti-Prmt5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14744

Numéro d'article: CM0003919



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le PRMT5 humain, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le PRMT5 humain, de souris et de rat (masse prédite de 73 kDa). Idéal pour les études en épigénétique et régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRMT5 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10419
GeneID	10419
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PRMT5 humain (O14744)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14744
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace