


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prmt5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14744

Numéro d'article: CM0015493



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PRMT5 humaine (O14744), validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur la méthylation de l'arginine, la régulation de la chromatine et l'assemblage du spliceosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRMT5 Ac pAb de lapin
Remarques/Alias	HSL7 ; JBP1 ; SKB1 ; IBP72 ; SKB1Hs ; HRMT1L5 ; PRMT5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10419
GeneID	10419
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de la PRMT5 humaine (NP_006100.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14744
Poids moléculaire protéique	73 kDa
Expédition	Sac de glace