


Anticorps Polyclonal Anti-Prmt6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96La8

Numéro d'article: CM0030492



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la PRMT6 humaine (HRMT1L6), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Il soutient les recherches sur la méthylation des histones, la répression transcriptionnelle et la réponse aux dommages de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] PRMT6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HRMT1L6; T6
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	55170
ID du gène	55170
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 375 de la PRMT6 humaine (NP_060607.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96LA8
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace