

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prmt6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96La8

Numéro d'article: CM0021237



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PRMT6 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte la PRMT6 humaine, une histone arginine méthyltransférase impliquée dans la répression transcriptionnelle, la réparation de l'ADN et l'épissage de l'ARN. Idéal pour la recherche en épigénétique et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRMT6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HRMT1L6; PRMT6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55170
GeneID	55170
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-375 de la PRMT6 humaine (NP_060607.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96LA8
Poids protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace