

Anticorps Polyclonal Anti-Prmt7 Pour Wb, Elisa - Q9Nvm4

Numéro d'article: CM0015213

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PRMT7 humaine (Q9NVM4). Validé pour WB et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient à l'étude de la méthylation des histones, de l'assemblage des snRNP et de l'empreinte génomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRMT7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SBIDDS ; PRMT7
Espèce	Humaine
ID du gène	54496 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 513 à 692 de la PRMT7 humaine (NP_061896.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NVM4
Poids de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace