

Anticorps Polyclonal Anti-Prmt7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvm4

Numéro d'article: CM0022305

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PRMT7 humain (protéine arginine N-méthyltransférase 7) pour WB, IHC-P, ELISA. Recherche sur la régulation de la chromatine, l'empreinte génétique et l'assemblage des snRNP. Validé sur des échantillons humains. 78kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRMT7 Lapin pAb
Remarques/Alias	SBIDDS; PRMT7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	54496
ID de gène	54496
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 513-692 du PRMT7 humain (NP_061896.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NVM4
Poids moléculaire	78kDa
Expédition	Sac de glace