

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Prmt7 Pour Wb, Elisa - Q9Nvm4

Numéro d'article: CM0003011

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre PRMT7 humain (Q9NVM4). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la méthylation de l'arginine et de la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRMT7 Lapin mAb
Remarques/Alias	SBIDDS; PRMT7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	54496
ID de gène	54496
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de PRMT7 humain (Q9NVM4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NVM4
Poids moléculaire	78kDa
Expédition	Sac de glace