

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prmt8 Pour Wb Et Elisa - Q9Nr22

Numéro d'article: CM0019124



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PRMT8 de haute qualité pour Western blot et ELISA. Détecte le PRMT8 humain, murin et de rat. Convient aux études sur la méthylation de l'arginine des protéines, la régulation de la chromatine et les fonctions spécifiques du cerveau. SWISS : Q9NR22.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRMT8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HRMT1L3 ; HRMT1L4 ; PRMT8
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	56341
GeneID	56341
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200 à 380 du PRMT8 humain (NP_062828.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NR22
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac réfrigérant