

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prmt9 Pour Wb, Elisa - Q6P2P2

Numéro d'article: CM0018133



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PRMT9 humaine, adapté pour WB et ELISA. Un outil fiable pour étudier l'épissage alternatif et la méthylation de l'arginine des protéines dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRMT9 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PRMT10 ; PRMT9
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	90826
ID du gène	90826
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 de la PRMT9 humaine (NP_612373.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q6P2P2
Poids de la protéine	95 kDa
Expédition	Sac de glace