


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Procr (Epcr) Pour Wb Et Elisa - Q9Unn8

Numéro d'article: CM0025427



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PROCr humaine (récepteur de la protéine C endothéliale, EPCR), adapté au Western blot et à l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la coagulation et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PROCR Rabbit pAb
Remarques/Alias	CCCA; EPCR; CCD41; PROCr
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10544
GeneID	10544
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-210 de la PROCr humaine (NP_006395.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UNN8
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace