


Anticorps Polyclonal Anti-Procr Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Unn8

Numéro d'article: CM0017702



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PROCR humaine (récepteur endothélial de la protéine C). Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur la coagulation sanguine et la fonction endothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PROCR Rabbit pAb
Remarques/Alias	CCCA ; EPCR ; CCD41 ; PROCR
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10544
GeneID	10544
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-209 de la PROCR humaine (NP_006395.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UNN8
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace