

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-ProdH Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - O43272

Numéro d'article: CM0005843

Introduction

CamelBio propose l'anticorps monoclonal lapin anti-PRODH (O43272) validé pour WB, IP, IHC-P et ELISA, ciblant la proline déshydrogénase 1 humaine. Adapté pour les études sur le métabolisme de la proline et la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRODH Rabbit mAb
Remarques/Alias	POX; PIG6; HSPOX2; PRODH1; PRODH2; TP53I6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5625
GeneID	5625
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O43272
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace