


Anticorps Monoclonal Anti-Proenképhaline-A Pour Wb, If-P, Elisa - P01210

Numéro d'article: CM0006783



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la proenképhaline-A humaine (PENK). Validé pour WB, IF-P et ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la perception de la douleur et la signalisation des opioïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc de lapin anti-Proenképhaline-A
Remarques/Alias	PE ; PENK-A ; Proenképhaline-A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5179
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-267 de la PENK humaine (NP_001129162.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01210
Poids moléculaire	31kDa
Expédition	Sac de glace