


Anticorps Polyclonal Anti-Profiline1 Pour Wb Et Elisa - P07737

Numéro d'article: CM0014516



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la profiline1 humaine (SWISS : P07737), validé pour le WB et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris, le rat et le singe. La profiline1 régule la dynamique de l'actine et la structure du cytosquelette. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Profiline1 pAb de lapin
Remarques/Alias	ALS18 ; Profiline1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5216
ID de gène	5216
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de la profiline1 humaine (NP_005013.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	P07737
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace