


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Profilin1 Pour Wb, Elisa - P07737

Numéro d'article: CM0005744



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Profilin1 pour WB et ELISA, reconnaissant la Profilin-1 humaine, murine et ratine (P07737). Validé pour les études du cytosquelette et de la liaison à l'actine, idéal pour la recherche sur la neurodégénérescence et la SLA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Profilin1 mAc Lapin
Remarques/Alias	ALS18; Profilin1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5216
ID de Gène	5216
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 61-140 du PFN1 humain (P07737).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07737
Poids Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace