

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Progastrin-Releasing Peptide Pour Wb, Elisa - P07492

Numéro d'article: CM0022497



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la progastrine-releasing peptide humaine (GRP), masse moléculaire prévue de 16 kDa, pour WB et ELISA ; réaction croisée avec la souris. Convient à la recherche sur les hormones gastro-intestinales et la signalisation de la démangeaison.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Progastrin-releasing peptide Rabbit pAb
Remarques / Alias	BN ; GRP-10 ; proGRP ; preproGRP ; Progastrin-releasing peptide
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2922
GeneID	2922
Immunogène	Protéine recombinante de la progastrin-releasing peptide humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P07492
Masse moléculaire de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace