

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur De La Progestérone Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06401

Numéro d'article: CM0017355



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le récepteur de la progestérone humain (PR, NR3C3). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la biologie de la reproduction et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Récepteur de la Progestérone pAc Lapin
Remarques/Alias	PR ; NR3C3 ; Récepteur de la Progestérone
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5241
ID de Gène	5241
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 du récepteur de la progestérone humain (NP_000917.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06401
Poids Protéique	99kDa
Expédition	Sac de glace