

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Progranuline (Granuline) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P28799

Numéro d'article: CM0018065



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Progranuline (Granuline) humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient pour les études sur l'inflammation, la cicatrisation et la fonction lysosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Granuline pAb de Lapin
Remarques/Alias	GEP, GP88, PEPI, PGRN, CLN11, PCDGF, Granuline
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	2896
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-310 de la Granuline humaine (NP_002078.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P28799
Poids Moléculaire de la Protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace