

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prohibitin 2 (Phb2) Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99623

Numéro d'article: CM0027165



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Prohibitin 2 (PHB2) humaine, validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études sur la fonction mitochondriale, la régulation transcriptionnelle et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Prohibitin 2 (PHB2) pAb de Lapin
Remarques/Alias	BAP ; REA ; p22 ; hBAP ; Bap37 ; BCAP37 ; PNAS-141 ; Prohibitin 2 (PHB2)
Espèce	Humain
ID Gène (Humain)	11331
ID Gène	11331
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99623
Poids Moléculaire Protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace