

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Prohibitine Pour Wb - P35232

Numéro d'article: CM0002618



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Prohibitine humaine (PHB, P35232). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Détecte une protéine de 30kDa. Convient pour les études sur les mitochondries, la signalisation cellulaire et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Prohibitine Lapin mAb
Remarques/Alias	PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Prohibitine
Espèce	Humain
GeneID	5245
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de la Prohibitine humaine (P35232)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35232
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace