

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prohibitine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35232

Numéro d'article: CM0013003



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Prohibitine humaine (PHB), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat, le singe. Convient pour la recherche mitochondriale et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Prohibitine Lapin pAb
Remarques/Alias	PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Prohibitine
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5245
ID de gène	5245
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 73-272 de la Prohibitine humaine (NP_002625.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	P35232
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace