

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prohibitin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35232

Numéro d'article: CM0014958



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Prohibitine humaine (PHB), adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les fonctions mitochondriales, nucléaires et de la membrane plasmique de la prohibitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-Prohibitine
Remarques/Alias	PHB, PHB1, HEL-215, HEL-S-54e, Prohibitine
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5245
GeneID	5245
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 73-272 de la Prohibitine humaine (NP_002625.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35232
Poids Moléculaire Protéique	30 kDa
Expédition	Sac de glace